

**Шприцы SGE-Chromatec**

СКБ «Хроматэк» расширяет номенклатуру изделий для хроматографии.

Новые микрошприцы серии "SGE-Chromatec" выпускаются в нескольких модификациях объемом от 1мкл до 100 мл, для ввода жидких и газовых проб. Безупречные потребительские свойства и высокое качество шприцев "SGE-Chromatec" гарантируется компанией SGE.

Все шприцы проходят государственную метрологическую поверку. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 33462 -08.

**Модификации и технические характеристики**

Микрошприцы выпускаются в соответствии с ТУ 4321-011-12908609-08. Модификации шприцев и их характеристики показаны в таблице:

Наименование	Описание конструкции	Диаметр иглы, мм	Диапазон дозируемого объема	Цена деления
SGE-Chromatec-01-1 мкл	Поршень в игле, конический конец иглы	0,47	0,1-1мкл	0,02мкл
SGE-Chromatec-02-10 мкл	Стандартный поршень, фиксированная игла, косоугольный срез	0,47	1-10мкл	0,2мкл
SGE-Chromatec-03-100 мкл	Газоплотный, фиксированная игла, косоугольный срез	0,5	10-100мкл	2мкл
SGE-Chromatec-04-100 мкл	Газоплотный, сменная игла, косоугольный срез	0,5	10-100мкл	2мкл
SGE-Chromatec-05-1 мл	Газоплотный, фиксированная игла, косоугольный срез	0,72	0,1-1мл	0,02мл
SGE-Chromatec-06-1 мл	Газоплотный, сменная игла, косоугольный срез	0,63	0,1-1мл	0,02мл
SGE-Chromatec-07-100 мл	Газоплотный, Luer-Lock тип, поставляется без иглы	-	10-100мл	2мл